

GMX 351

Pinza Kelly



Pinza hemostática Kelly recta.

Características Específicas

Esterilizable
 Parte distal con dientes para una mayor sujeción.
 La ausencia de tornillos, hace que sea más estable y fiable

Datos Técnicos

Largo total	143mm
Largo empuñadura	30 mm
Largo parte con dientes	19 mm
Peso	27 g
Material	Ácero inoxidable

Class I Disp. Médicos según la Dir. 93/42/CEE

KELLY RECTA PINZA
 HEMOSTÁTICA

FG03351B



CND Clasificación L031306

Número de registro 128728

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it