

RDG

Dispensador de guantes



Soporte de mesa o para la pared para el almacenaje de cajas de guantes hasta 100 unidades

Características específicas

Las superficies lisas permiten un fácil saneamiento
 Bordes redondeados para garantizar la seguridad del operador
 Tapa fácilmente desmontable para la sustitución de la caja de guantes contenida al interior
 Dimensiones reducidas al esencial

Datos técnicos

Dimensiones	265x140x95 mm
Materiales	PC
Peso	310 g

RDG – DISPENSADOR DE
 GUANTES TRANSPARENTE
FG04575C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it