

PRO SPIKE

Contenitore compatto per aghi usati



Contenitore monouso per la raccolta e lo smaltimento di aghi usati.

Caratteristiche specifiche

Struttura rigida e compatta

Ha un coperchio con un sistema di chiusura sicuro e una clip per fissarlo a cinture, zaini o altro

Dati tecnici

| | |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 90x54x185 mm |
| Peso | 88 g |

PRO SPIKE - CONTENITORE
MONOUSO PER AGHI USATI
FG04590B

Rev.1 (09/02/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it