

FL-X

Gruppo flussimetro umidificatore

Con innesto UNI



Sistema composto da umidificatore e flussimetro con innesto rapido destinato ad essere collegato a prese gas-specifiche conformi agli standard UNI, presenti all'interno di sistemi di distribuzione di gas medicali.

Caratteristiche specifiche

Visualizzazione della portata di gas erogata al paziente L'umidificatore, consente di ridurre la secchezza delle mucose durante la somministrazione dell'ossigeno

Sicurezza e rapidità delle operazioni di connessione e disconnessione grazie all'innesto gas specifico

Portagomma in uscita dall'umidificatore per la connessione dei dispositivi necessari alla somministrazione

Innesto con codice colore per un'identificazione immediata

Conforme a

UNI EN 15002

UNI EN ISO 8185

UNI 9507

Dati tecnici

Flussimetro con innesto

Dimensioni	130x147 mm
Pressione nominale	350 kPa
Portata	Da 0 a 15 l/min
Gas erogabile	Ossigeno
Materiali	PC, Al anodizzato, Ottone

Umidificatore

Dimensioni	∅ 70x135 mm
Volume massimo	130 ml
Portagomma in uscita	∅ 7 mm
Pressione di esercizio	350 kPa
Pressione massima	500 kPa
Flusso massimo	20 L/min
Materiali	PC, Al
Peso complessivo	370 g

DM marcato CE in conformità alla dir. 93/42/CE

FL-X GRUPPO FLUX-UMIDIF.

C/INNESTO O2 UNI 9507

FL08314B

Identificativo registrazione 24285

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it