

FL-X

Débitmètre / groupe humidificateur

Avec sonde de connexion AFNOR



Système comprenant un humidificateur et un débitmètre avec sonde mâle destiné à être raccordé à des prises spécifiques au gaz, conformes à la norme AFNOR. La prise doit être installée dans un système de distribution de gaz médicaux.

Caractéristiques particulières

Visualisation du flux de gaz délivré au patient

The humidifier helps to reduce the dryness of mucosas during the administration of oxygen

Sécurité et rapidité des procédures de connexion et de déconnexion, grâce à la sonde spécifique au gaz

Humidificateur avec sortie de tuyau pour le raccordement d'appareils utilisés pour l'administration d'oxygène

Sonde à code de couleur pour identification immédiate

Conforme à

UNI EN 15002

UNI EN ISO 8185

NF S 90-116

Données Techniques

Débitmètre

Pression nominale	350 kPa
Débit	de 0 à 15 l/min
Gaz livrable	Oxygène
Matériaux	PC, Al anodisé, Laiton

Humidificateur

Max. volume	130 ml
Tuyau de sortie	ø 7 mm
Pression de service	350 kPa
Pression maximale	500 kPa
Débit maximum	20 L/min
Matériaux	PC, Al
Poids total	370 ± 20g

Disp. Med. Marqué CE selon la dir. 93/42/CE

FL-X GROUPE FLUXIMETRE-
HUMIDIFICATEUR AVEC
CONNEXION AFNOR
FL08316B



Numéro de registration 80883

Rev.1 (19/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it