

FL-X

Flussimetro con innesto AFNOR



Flussimetro con innesto per la connessione a prese gas specifiche conformi allo standard AFNOR. La presa deve essere installata all'interno di un sistema di distribuzione gas medicali.

Caratteristiche specifiche

Visualizzazione semplice del flusso di gas erogato al paziente

Sicurezza e rapidità delle operazioni di connessione e disconnessione grazie all'innesto gas specifico

Uscita portagomma per la connessione dei dispositivi utilizzati durante l'ossigenoterapia

Innesto con codice colore per un'immediata identificazione

Dati tecnici

Pressione nominale	350 kPa
Flusso	Da 0 a 15 l/min
Gas utilizzabile	Ossigeno
Materiali	PC, Al anodizzato, Ottone

Conforme a

UNI EN 15002
NF S 90-116

DM di Classe IIa secondo la dir. 93/42/CE

FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO
AFNOR E PORTAGOMMA Ø 7

FL08321C

Classificazione CND	R0699
Identificativo registrazione	1576640

Rev.0 (22/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it