

Matrix THP

Holster torcia o laringoscopio



Holster in materiale termoformato dedicato al trasporto e stoccaggio torcia o laringoscopio.

Caratteristiche specifiche

La struttura semirigida garantisce ottima protezione al contenuto

Tasche interne a rete per alloggiare accessori come quanti o garze

Strap per il fissaggio alla cintura

Chiusura a zip per un immediato accesso al contenuto

Dati tecnici

Dimensioni	210x145x60 mm
Materiale	EVA
Peso	120 g

MATRIX THP - HOLSTER TORCIA/LARINGO SILVER
GD01000E

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it