

POCKET HOLSTER

Étui universel



Étui universel caractérisé par un faible encombrement et équipé avec différents compartiments permettant un rangement adapté des équipements.

Caractéristiques spécifiques

Tissu extrêmement résistant
 Attache ceinture à l'aide de clips à pression et scratch
 Système de fermeture par scratch
 Deux compartiments sur face arrière du système de fermeture
 Trois compartiments intérieurs
 Insert rétro-réfléchissant le long du périmètre

Données techniques

Dimensions	135x180 ± 5mm
Poids	65 ±5 g
Dimensions compartiments	N°2x50x105 mm N°2x20x105 mm N°1x50x105 mm
Matériaux	Nylon

POCKET HOLSTER - ETUI UNIVERSEL
 GD01010E

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it