

MATCH 3

Tijeras multiusos



1 Utilizada para romper cristales



2 Utilizada para cortar cinturones de seguridad



3 Utilizada para cortar la ropa

Tijeras multiusos con soporte de pared que proporciona una fijación segura en el interior de cualquier vehículo.

Características específicas

Anclaje de las tijeras a encaje para la máxima velocidad de acceso

Il supporto garantisce che la forbice rimanga chiusa quando non utilizzata

El soporte se asegura de que las tijeras permanezcan cerradas cuando no se usan

Anclaje del soporte con 3 tornillos para ofrecer la máxima seguridad

Punta redondeada para limitar los riesgos de lesión de la piel

La pieza de plástico moldeada que cubre la hoja, permite agarrar firmemente las tijeras y utilizarlas como un martillo de evacuación

Repuestos

GD02064 Soporte de pared para tijera

GD02069 Ganchos para moquetas o alfombras

Datos técnicos

Dimensiones tijeras 247x105x18 mm

Estorbo con soporte 252x115x22 mm

Longitud util cuchilla 100 mm

Material Acero, Nylon

Peso tijeras 374 g

Peso soporte 36 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

MATCH 3 - TIJERAS MULTIUSOS
CROMO C/ EMPUÑADURA NEGRA

GD02060C

Clasificación CND L01040199

ID de registro 161376



NATO STOCK N° 6515-15-010-7023

Rev.3 (07/06/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it