

## Matrix MHP

Holster per forbice multiuso



Holster in materiale termoformato dedicato al trasporto e stoccaggio delle forbici multiuso Spencer Match3.

### Caratteristiche specifiche

La struttura semirigida limita i rischi per l'operatore e garantisce ottima protezione al contenuto

Tasche interne a rete per alloggiare accessori come quanti o garze

Strap per il fissaggio alla cintura

Chiusura a doppia zip per un immediato accesso al contenuto

### Dati tecnici

Dimensioni	255x125x45 mm
Materiale	EVA, PU
Peso	120 g

MATRIX MHP - HOLSTER FORBICE MULTIUSO  
GIALLO  
GD02071E

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)