

## KIT medicazione oculare



Kit di medicazione oculare ideale per lavaggio d'emergenza e successivo bendaggio.

Contenuto del kit	
Articolo	Q.tà
Soluzione per irrigazione	1
Cerotto ipoallergenico non sterile	1
Compresa antiaderente sterile con bordo adesivo	3
Compresa oculare sterile con bordo adesivo	2
Manuale sintetico di primo soccorso	1

Dati tecnici	
Soluzione oculare	100 ml NaCl 0,9% Sterile
Compresa antiaderente	50x70 mm
Compresa oculare	60x45 mm circa
Cerotto	2,5 cm x 5m
Peso del kit	220 g

DM marcati CE in conformità alla dir. 93/42/CE

KIT MEDICAZIONE OCULARE

**GM00109K**

Distribuito da Spencer Italia srl

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)