

## DOK KIT

### Kit obstétrico



Kit obstétrico indispensável para todas as ambulâncias e bolsas médicas.

Conteúdo do kit	
	Q.ty
TOALHA DE PAPEL 40X40	8
FERRAMENTAS UMBILICAIS DE PLÁSTICO ESTERILIZADAS	2
SERINGA DE BORRACHA	1
TESOURAS UMBILICAIS	1
FRALDA RESISTENTE À AGUA	1
ABSORVENTE 60x90	1
GAZE ESTÉRIL 10X10CM	6
LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX	1
GMX 401 TOALHA DISINFECTANTE	8

Dados técnicos	
Dimensões	330x85x400 ± 10mm
Peso	600 ± 20g

DM marcado CE de acordo com a dir. 93/42/CE

DOK KIT – KIT OBSTÉTRICO

**GM00200D**

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)