

GMX 223**Forbici chirurgiche rette**

Forbici chirurgiche rette a punta acuta.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile

La qualità costruttiva consente un taglio netto e preciso

Dati tecnici

Lunghezza totale	140 mm
Lunghezza lame	45 mm
Peso	38 g
Materiale	Acciaio inox

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GMX223-FORBICI CHIR.
RETTE PUNTA ACUTA
GM00223A



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it