

GMX 300

Pinzetta monouso sterile



Pinze monouso sterili con punta dentata diritta.

Caratteristiche specifiche

Finitura satinata per non riflettere la luce durante l'utilizzo
Impugnatura antiscivolo

Dati tecnici

Lunghezza	85 mm
Materiale	PE
Peso	5 g
Confezione	Sterile
Latex free	

DM di classe IS secondo la Dir. 93/42/CEE

GMX 300 PINZETTA MONOUSO
STERILE
GM00300K



Classificazione CND

L9099

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it