

GMX 563

Pinza porta aghi



Pinza porta aghi Mayo-Hegar retta per afferrare e manovrare gli aghi da sutura.

Caratteristiche specifiche

Finitura satinata per non riflettere la luce durante l'utilizzo
Particolarmente utile nelle suture profonde dove le dita non potrebbero arrivare

Dati tecnici

Lunghezza	14 cm
Materiale	Acciaio
Peso	32 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GMX 563 - PORTA AGHI MAYO-
HEGAR RETTO
GM00563A



Classificazione CND	L0205
Identificativo registrazione	135996

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it