

S-G

Compresse di garza sterile



Compresse di garza idrofila sterile per il tamponamento e protezione di lesioni cutanee e ferite superficiali.

Caratteristiche specifiche

25 garze sterili monouso
 Confezionate in busta sigillata

Dati tecnici

Dimensioni singola garza	10x10 cm
Peso busta	7 g
Materiale garza	100% cotone
Metodo di sterilizzazione	EO

DM di classe I S secondo la Dir. 93/42/CEE

S-G - COMPR. GARZA STERILE
 10X10 cm BUSTA 25 PZ.

GM02101K



Identificativo registrazione	180163/R
Classificazione CND	M0201010101

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it