

TELO DA MEDICAZIONE



Telo da medicazione in TNT per uso esterno in procedure di soccorso.

Caratteristiche specifiche

Confezione in busta sigillata con contenuto sterile

Dati tecnici

Dimensioni	40x60 cm
Dimensioni busta	16x22 cm
Peso	18 g
Metodo di sterilizzazione	EO

DM di classe I S secondo la Dir. 93/42/CEE

TELO IN TNT STERILE cm 40x60 DA
MEDICAZIONE

GM02102K

Classificazione CND



M0201010101

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it