

## TELO

TNT+PE Sterile



Telo chirurgico sterile biaccoppiato impermeabile ideale per l'impiego in chirurgia.

### Caratteristiche specifiche

Prodotto monouso  
Sterilizzato via EO  
Confezionato singolarmente in busta sigillata caratterizzata da ingombro minimo  
Latex Free

### Dati tecnici

Dimensioni busta	295x215 mm
Dimensioni telo	1 x 1 m
Peso	65 g
Materiali	TNT, PE
Temperatura di stoccaggio	10°C / 30°C

### DM di classe IS secondo la Dir. 93/42/CEE

TELO IN TNT STERILE ( 1mt.x 1mt.)  
GM02111K



Classificazione CND	T020102
Identificativo registrazione	1265648

Distribuito da Spencer Italia srl

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)