

## NET-B

### Benda a rete



Rete tubolare elastica adatta al fissaggio di compresse, garze e medicazioni specifiche su ogni parte del corpo da non applicarsi su cute lesa.

#### Caratteristiche specifiche

Estremamente elastica  
Possibilità di sterilizzazione  
Particolarmente adatta per l'utilizzo su dita

#### Dati tecnici

Lunghezza in tensione	3 m
Calibro	0
Peso garza con confezione	15 g
Materiale garza	27% Lastex, 73% poliammide
Sterilizzabile tramite	Autoclave 121°, Raggi gamma

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NET-B - BENDA A RETE CAL.0 DITO  
GM03000K



Classificazione CND

M03030103

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)