

**NET-B****Benda a rete**

Rete tubolare elastica adatta al fissaggio di compresse, garze e medicazioni specifiche su ogni parte del corpo da non applicarsi su cute lesa.

**Caratteristiche specifiche**

Estremamente elastica  
Particolarmente adatta per l'utilizzo su mano, polso, piede, caviglia

**Dati tecnici**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza in tensione     | 50 m                                 |
| Calibro                   | 2                                    |
| Peso garza con confezione | 120 g                                |
| Materiale garza           | 28% gomma naturale<br>72% poliammide |

**DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE**

NET-B - BENDA A RETE CAL.2 PIEDE  
GM03002K



Classificazione CND

M03030103

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)