

NET-B

Benda a rete



Rete tubolare elastica adatta al fissaggio di compresse, garze e medicazioni specifiche su ogni parte del corpo da non applicarsi su cute lesa.

Caratteristiche specifiche

Estremamente elastica
Particolarmente adatta per l'utilizzo su braccio, gamba, gomito, ginocchio, spalla, testa, coscia, anca

Dati tecnici

Lunghezza in tensione	50 m
Calibro	5
Peso garza con confezione	158 g
Materiale garza	29% gomma naturale 71% poliammide

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NET-B - BENDA A RETE CAL.5 TESTA
GM03005K



Classificazione CND

M03030103

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it