

NET-B**Benda a rete**

Rete tubolare elastica adatta al fissaggio di compresse, garze e medicazioni specifiche su ogni parte del corpo da non applicarsi su cute lesa.

Caratteristiche specifiche

Estremamente elastica
Particolarmente adatta per l'utilizzo su torace e addome

Dati tecnici

Lunghezza in tensione	2,5 m
Calibro	6
Peso garza con confezione	41 g
Materiale garza	27% gomma 73% poliammide

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NET-B - BENDA A RETE CAL.6 TORACE E
ADDOME

GM03006K

Classificazione CND



M03030103

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it