

NET-B**Benda a rete**

Rete tubolare elastica adatta al fissaggio di compresse, garze e medicazioni specifiche su ogni parte del corpo da non applicarsi su cute lesa.

Caratteristiche specifiche

Estremamente elastica
Particolarmente adatta per l'utilizzo su torace e bacino

Dati tecnici

Lunghezza in tensione	25 m
Calibro	8
Peso garza con confezione	143 g
Materiale garza	28% gomma naturale 72% poliammide

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NET-B - BENDA A RETE CAL.8 TORACE E
ADDOME

GM03008K

Classificazione CND



M03030103

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it