

## NET-B

### Benda a rete



Rete tubolare elastica adatta al fissaggio di compresse, garze e medicazioni specifiche su ogni parte del corpo da non applicarsi su cute lesa.

#### Caratteristiche specifiche

Estremamente elastica  
Particolarmente adatta per l'utilizzo su torace e bacino

#### Dati tecnici

Lunghezza in tensione	25 m
Calibro	9
Peso garza con confezione	220 g
Materiale garza	28% gomma naturale 72% poliammide

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NET-B - BENDA A RETE CAL.9 TORACE E  
ADDOME  
GM03009K



Classificazione CND

M03030103

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)