

Sacchetto di raccolta



Sacchetto destinato alla raccolta di parti anatomiche distaccate.

Caratteristiche specifiche

Termoprotetto
Chiusura rapida grazie alle bande adesive

Dati tecnici

Materiale	PE/Al
Dimensioni	250x200 mm

SACCHETTO RACCOLTA DISTACCO TRAUM.PARTI
ANATOMICHE

GM20001K

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it