

# SPENCER SICK SACK

Bolsas para vómitos



12 bolsas transparentes para vómitos

### Características específicas

- Transparente para permitir la vista de contenido
- Entrada de cartón para proporcionar rigidez
- Bolsa graduada
- Membrana para evitar derrames

### Datos técnicos

Dimensión del pack (12 unds)	135x194x20 mm
Dimensión del pack (1 unds)	135x194 mm
Dimensión de la bolsa	390x180
Volume de la bolsa	1000cc
Peso (1 unds)	20 g
Peso del pack	230 g

12 BOLSAS PARA VÓMITOS

GM22222C

Rev.0 (14/02/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)