

SPENCER SICK SACK

Sacchetto per il vomito



12 Sacchetti per il vomito trasparenti

Caratteristiche specifiche

- Trasparente per consentire la visualizzazione del contenuto
- Imbocco in cartoncino per aumentare la rigidità
- Scala graduata
- Membrana per impedire la fuoriuscita

Dati tecnici

Dimensioni confezione (12 pz)	135x194x20 mm
Dimensioni imballo (1 pz)	135x194 mm
Dimensioni sacchetto	390x180
Volume sacchetto	1000cc
Peso (1 pezzo)	20 g
Peso del kit	230 g

12 SACCHETTI VOMITO
TRASPARENTI
GM22222C

Rev.1 (25/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it