

## TIV

### Garrot automatique



Dispositif permettant de stopper une hémorragie d'un membre et équipé d'un système de serrage/desserrage graduel ou instantané.

#### Caractéristiques spécifiques

De simple utilisation  
 Fixation par clip plastique résistante et ne pince pas la peau et les poils  
 Matière : bande élastique résistante

#### Données techniques

Largeur bande élastique	26 mm
Longueur bande élastique	460 mm
Poids	32 g

Dispositif Médical de Class I selon la Dir. 93/42/CEE

T.I.V. GARROT AUTOMATIQUE  
 IF00100C



Classification CND	M040599
Identifiant d'enregistrement	270269

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)