

D-TIV

Laccio emostatico



Laccio emostatico dotato di un meccanismo che consente il rilascio graduale o istantaneo della tensione.

Caratteristiche specifiche

Meccanismo semplice da utilizzare
Ampio nastro elastico

Dati tecnici

Larghezza nastro	26 mm
Lunghezza nastro (non allungato)	Da 0 a 460 mm
Peso	32 g

DM di classe I in accordo al Reg. 2017/745/UE

D - TIV - LACCIO EMOSTATICO
AUTOMATICO

IF00101C

Classificazione CND



M040599

Rev.0 (03/03/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it