

WIV

Custodia spremisacca



Dispositivo riutilizzabile per il trattamento di infusione, utilizzabile durante il trasporto di un paziente all'interno di ambienti sanitari come ospedali, cliniche e studi medici.

Caratteristiche specifiche

La tasca trasparente permette di visualizzare il contenuto della sacca di infusione

Occhielli sulla parte superiore permettono di fissare la spremisacca

Il manometro integrato e la valvola di controllo consentono la regolazione della pressione di infusione.

Il dispositivo può essere utilizzato con sacche da 500 e 1000 ml

Dati tecnici

Dimensioni	370x180 ± 10mm
Lunghezza tubo manometro	190 ± 10mm
Lunghezza tubo di gonfiaggio	190 ± 10mm
Scale manometro	0-300 mmHg Divisione ogni 2 mmhg
Pressione massima applicabile	250 mmHg
Diametro manometro	50 mm
Materiali	Nylon, PVC, Al, Ottone cromato
Peso	320 ± 20g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

WIV SPREMISACCA

IF00301A



Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 103738

Rev.3 (23/11/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it