

WIV

Mankiet ciśnieniowy do infuzji



Wielorazowy rękaw przeznaczony do infuzji dożylnych w trakcie transportu pacjenta.

Cechy charakterystyczne

Przezroczysta kieszeń na płyn do infuzji pozwala na szybką ocenę zawartości

Wieszak w górnej części rękawa

Zintegrowany ciśnieniomierz i zawór pozwalający na precyzyjne ustawienie ciśnienia

Możliwość stosowania z workami 500 i 1000 ml.

Dane techniczne

Wymiary	370x180 ± 10mm
Dł. przewodu ciśnieniomierza	190 ± 10mm
Dł. mankieta ciśnieniowego	190 ± 10mm
Skalowanie ciśnieniomierza	0-300 mmHg Działka co 2 mmhg
Maksymalne ciśnienie	250 mmHg
Średnica ciśnieniomierza	50 mm
Materiały	Nylon, guma, Al, chromowany mosiądz
Waga	320 ± 20g

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

PRESSURE INFUSER WIV

IF00301A



Klasyfikacja CND	V9099
Numer rejestracji	103738

Rev.3 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it