

AIR WIV

Spremisacca infusione



Dispositivo riutilizzabile per il trattamento di infusione, utilizzabile durante il trasporto di un paziente all'interno di ambienti sanitari come ospedali, cliniche e studi medici.

Caratteristiche specifiche

La tasca trasparente permette di visualizzare il contenuto della sacca di infusione

Occhielli sulla parte superiore permettono di fissare la spremitrice

Il manometro integrato e la valvola di controllo consentono la regolazione della pressione di infusione.

Il dispositivo può essere utilizzato con sacche da 500 e 1000 ml

Dati tecnici

Dimensioni	380x170 ± 10mm
Lunghezza tubo manometro	250 ± 10mm
Lunghezza tubo di gonfiaggio	490 ± 10mm
Scale manometro	0-300 mmHg Divisione ogni 2 mmHg
Pressione massima applicabile	250 mmHg
Diametro manometro	50 mm
Materiali	Nylon, gomma, Al, Ottone cromato
Peso	280 ± 20g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

AIR WIV SPREMISACCA CON
CAMERA D' ARIA

IF00310B

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 103767



Rev.3 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it