

Spencer Ice Pack

Ghiaccio istantaneo in sacchetti



Sacchetto di ghiaccio istantaneo per offrire sollievo dal dolore nel caso di traumi che necessitino di crioterapia e l'uso del freddo.

Caratteristiche specifiche

Raffreddamento rapido fino a -5°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Durata dell'azione raffreddante di circa 30 min

Confezione da 25 sacchetti monouso

Dati tecnici

Dimensioni	130x155 mm
Peso	230 g
Sostanza contenuta	Miscela di Sali azotati
Materiale esterno	PE

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER ICE PACK -
GHIACCIO INSTANT. PE CONF.
25 PZ

IF00426A



Classificazione CND M9001

Identificativo registrazione 234369

Rev.1 (15/06/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it