

Dispolce

Ghiaccio istantaneo in sacchetti



Sacchetto di ghiaccio istantaneo per offrire sollievo dal dolore nel caso di traumi che necessitino di crioterapia e l'uso del freddo.

Caratteristiche specifiche

Sacchetto in TNT per evitare la formazione di condensa

Raffreddamento rapido fino a -5°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Durata dell'azione raffreddante di circa 30 min

Confezione da 25 sacchetti monouso

Dati tecnici

Dimensioni	135x170 mm
Peso	230 g
Sostanza contenuta	Miscela di Sali azotati
Materiale esterno	TNT

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

GHIACCIO Istantaneo IN
TNT CONF. 25 PZ

IF00496A



Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (05/03/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it