

TRACK 4

Portaflebo telescopico



Track IV è un'asta portaflebo da installarsi su barelle Spencer, destinata a generare la prevalenza necessaria al fine di garantire la continuità delle operazioni di infusione anche durante le fasi di trasferimento con la barella.

Caratteristiche specifiche

- Installazione estremamente semplice
- Struttura robusta e leggera
- Garantisce ingombri ridotti grazie alla possibilità di essere piegato
- Le ghiera di bloccaggio consentono una regolazione rapida ed efficace
- Può sostenere due sacche
- Fasce con chiusura a strap per impedire oscillazioni delle sacche durante il trasporto

Barelle compatibili

- Barellino 506
- Cross Chair – Barella/Sedia
- Barellino Cross Up 8409

Dati tecnici ¹

Altezza minima	450 mm
Altezza massima	880 mm
Ingombro piegato	105x485x65 mm
Materiali	Al, Nylon
Peso	560 g

¹ Altezze misurate dal telaio della barella e con i supporti portaflebo aperti

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TRACK 4 PORTAFLEBO PER
506/8409/CROSS-CHAIR



IF01043B

Classificazione CND V80

Identificativo registrazione 1229046

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it