

TRACK 4

PORTA-SUERO TELESCÓPICO CON FIJACIÓN A LA BARANDA



Track 4 es un porta-suero para camillas Spencer, utilizado para mantener la prevalencia necesaria para garantizar la continuidad de las operaciones de infusión también durante el transporte por camilla.

Características específicas

- fácil de instalar
- Estructura resistente y ligera
- plegable para ahorrar espacio
- Los anillos de fijación permiten un ajuste rápido y eficaz
- Puede colgar dos bolsas
- Correas de fijación para evitar las fluctuaciones de las bolsas durante el transporte.

Datos técnicos ¹

Altura mínima	450 mm
Altura máxima	880 mm
Tamaño cerrado	105x485x65 mm
Materiales	Al, Nylon
Peso	560 gr±50gr

¹ altura medida desde el marco de la camilla con los ganchos abiertos

Compatibilidad

- CROSS / CROSS OVER (no CROSS CHAIR y CROSS UP)
- CARRERA
- ENDURO

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

TRACK 4-30 PORTA-SUERO
TELESCÓPICO

IF01047C

Clasificación CND

ID de registro



V80

484826

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it