

## TRACK 4-E

### Porte perfusion pour chariot brancard



Track 4-E est un simple dispositif permettant d'attacher la poche perfusion au chariot brancard durant les opérations de transport du patient qui nécessite d'une infusion continue.

#### Caractéristiques spécifiques

De simple installation et utilisation  
 Structure robuste et légère  
 Compact et télescopique  
 Ajustable en hauteur  
 Permet d'utiliser deux poche en même temps  
 Bandes scratch permettant de bloquer les poches  
 with locking straps to prevent the fluctuations of the  
 bags during the transport.

#### Données techniques

Hauteur mini	450 mm
Hauteur maxi	880 mm
Dimensions replié	485x65 mm
Matériaux	Al, Nylon
Poids	560 gr±50gr

DM de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

TRACK 4-E TIGE PORTE  
 PERFUSION  
 IF01048C



Classification CND	V80
Identifiant d'enregistrement	94515

Rev.1 (09/08/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)