

TRACK 5

Porta-suero telescópico por Carrera



Track V es un subasta porta-suero que se instala en las camillas Spencer Carrera, diseñado para generar la prevalencia necesaria para garantizar la continuidad de las operaciones de infusión incluso durante las fases de transferencia con la camilla.

Características específicas

- Instalación extremadamente simple
- Estructura fuerte y ligera.
- Garantiza dimensiones reducidas gracias a la posibilidad de ser plegado.
- Los anillos de bloqueo proporcionan un ajuste rápido y eficaz
- Puede soportar dos bolsas hasta una carga máxima de 1,5 kg.
- Correas con cierre de correa para evitar la oscilación de la bolsa durante el transporte.
- Ganchos de soporte de aluminio para una máxima resistencia.

Datos técnicos ¹

Altura mínima	430 ± 10 mm
Altura máxima	860 ± 10 mm
Tamaño cerrado	500 ± 10 mm
Materiales	Al, Nylon
Peso	700 ± 20 g

¹ Alturas medidas desde el bastidor de la camilla y con el soporte de infusión abierto.

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

TRACK 5 PORTA-SUERO
TELESCOPICO X CARRERA
IF01049B



Clasificación CND

V80

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it