



## TRACK 8

### Portaflebo compatto 10G



Dispositivo per il sostegno e protezione dei contenitori di sostanze medicinali somministrate al paziente tramite infusione venosa. Permette una significativa riduzione delle oscillazioni che potrebbero danneggiare i contenitori dei liquidi.

#### Caratteristiche specifiche

Semplice installazione a soffitto

Struttura robusta e leggera

Bloccaggio a 10g di sacche

Ingombro ridotto

Può sostenere sacche da 100, 250 o 500cc

Pratico da utilizzare grazie al sistema di sblocco rapido e alle fasce in strap

#### Conforme a

EN 1789

#### Dati tecnici

Dimensioni chiuso 240x68x45 ± 5 mm

Dimensioni aperto 215x68x100 ± 5 mm

Materiali Nylon, Acciaio

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TRACK 8 PORTAFLEBO

CERT.10G

IF01052B

Classificazione CND V80

Identificativo registrazione 270036



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)