

TRACK 6 TWIN

Portaflebo ad incasso 10g



Dispositivo per il sostegno e protezione dei contenitori di sostanze medicinali somministrate al paziente tramite infusione venosa. Permette una significativa riduzione delle oscillazioni che potrebbero danneggiare i contenitori dei liquidi.

Caratteristiche specifiche

Semplice installazione a soffitto
 Struttura robusta e leggera
 Bloccaggio a 10g di sacche e bottiglie
 Ingombro ridotto
 Può sostenere sacche da 250 o 500cc
 Pratico da utilizzare grazie sistema ad incastro e alle fasce in strap
 Guarnizione nella parte a contatto con la parete per limitare le vibrazioni

Dati tecnici

Ingombro chiuso*	280x150x40 mm
Ingombro aperto*	280x150x180 mm
Parte incassata	240x110x20 mm
Materiali	Nylon, Acciaio
Portata**	1 kg (pari a 10kg di tenuta)
Peso	530 ± 20g

*Ingombri riferiti al dispositivo installato

** 500g+500g oppure una sacca da 1L

Conforme a

EN 1789

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TRACK 6 TWIN PORTAFLEBO AD
 INCASSO CERT.10G

IF01060B

Classificazione CND



V80

Identificativo registrazione

270184

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it