


## TRACK 11

### Porte perfusion compact en aluminium



Dispositif permettant d'accrocher et de protéger les solutés le tout en réduisant sensiblement les oscillations qui pourraient endommager les poches ou les bouteilles contenant les liquides.

#### Caractéristiques spécifiques

Simple installation au plafond  
Structure solide et légère  
Fixation 10g  
Compact  
Adapté pour les poches de 250 ou 500cc  
Utilisation pratique grâce au système d'emboîtement et aux bandes scratch

#### Conformes à la norme

EN 1789

#### Données techniques

Dimensions plié	210x110x27 mm
Dimensions déplié	50x120x180 mm
Matériaux	Acier, Al
Poids	290 g

DM de classe la conformément à la Dir. 93/42/CEE

TRACK 6 TWIN PORTE  
PERFUSION EN ALUMINIUM  
IF01061B



Classification CND	V80
Numéro d'inscription	805628

Rev.0 (13/01/2015)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)