


## TRACK 11

Portaflebo in alluminio compatto



Dispositivo per il sostegno e protezione dei contenitori di sostanze medicinali somministrate al paziente tramite infusione venosa. Permette una significativa riduzione delle oscillazioni che potrebbero danneggiare i contenitori dei liquidi.

### Caratteristiche specifiche

Semplice installazione a soffitto e in vani incassati  
 Struttura robusta e leggera  
 Bloccaggio a 10g delle sacche  
 Ingombro ridotto  
 Può sostenere sacche da 250 o 500cc  
 Pratico da utilizzare grazie sistema ad incastro e alle fasce in strap

### Conforme a

EN 1789

### Dati tecnici

Ingombro chiuso	210x110x27 mm
Ingombro aperto	50x120x180 mm
Materiali	Acciaio, Al
Peso	290 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TRACK 11 PORTAFLEBO IN  
 ALLUMINIO COMPATTO  
**IF01061B**



Classificazione CND	V80
Identificativo registrazione	805628

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)