


TRACK 11

Suporte em alumínio garrafas tratamentos endovenosos



Dispositivo para o apoio e a proteção dos recipientes de substâncias medicinais administrados ao paciente por infusão venosa. Permite uma redução significativa das oscilações que podem afectar os recipientes de líquidos.

Características específicas

Fácil aplicação no teto/partes encaixadas
 Estrutura robusta e leve
 Fixação 10g dos bolsos
 Dimensões reduzidas
 Pode suportar bolsos de 250 ou 500cc
 Prático de usar, graças ao sistema encastrável e aos cintos strap

Cumprimento com

EN 1789

Dados técnicos

Dimensões fechado	210x110x27 mm
Dimensões aberto	50x120x180 mm
Materiais	Aço, Al
Peso	290 g

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

TRACK 11 SUPORTE DE SORO EM ALUMÍNIO COMPACTO

IF01061B

Classificação CND V80

ID de registro 805628



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it