

TRACK 5

Tige porte perfusion télescopique



Track 5 est un porte perfusion télescopique et rabattable permettant de continuer les opérations de perfusion même durant les opérations de transfert du patient sur le brancard. Cette version est dédiée pour une utilisation avec les brancards Spencer 506, 8409 et CROSS CHAIR.

Caractéristiques spécifiques

- Installation extrêmement simple
- Structure robuste et légère
- Faible encombrement grâce à la possibilité de pliage
- Possibilité de réglage millimétrique en hauteur
- Peut porter deux poches
- Sangle de serrage avec scratch évitant toute sorte d'oscillations durant les opérations de transport

Données techniques

Hauteur mini	410 ± 20 mm
Hauteur maxi	850 ± 20 mm
Encombrement plié	510x95x65 ± 20 mm
Matériau	Al, Nylon
Portage	1 kg

Brancard compatibles

- Spencer 506
- Spencer Cross Up 8409
- Spencer Cross Chair

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

TRACK 5 TIGE PORTE
PERFUSION TELESCOPIQUE
506/8409/CROSS CHAIR



IF01067B

Classification CND V80

Identifiant d'enregistrement 958635

Rev.1 (06/12/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it