

## TRACK V

### Portaflebo telescopico



Track V è un portaflebo telescopico destinato a generare la prevalenza necessaria al fine di garantire la continuità delle operazioni di infusione anche durante le fasi di trasferimento con la barella. Questa particolare versione, è dedicata ai barellini Spencer 506 e 8409.

#### Caratteristiche specifiche

- Installazione estremamente semplice
- Struttura robusta e leggera
- Garantisce ingombri ridotti grazie alla possibilità di essere piegato
- Le ghiera di bloccaggio consentono una regolazione rapida ed efficace
- Può sostenere due sacche
- Fasce con chiusura a strap per impedire oscillazioni delle sacche durante il trasporto

#### Barelle compatibili

- Barellino 506
- Barellino Cross Up 8409
- Cross Chair

#### Dati tecnici

Altezza minima	410 ± 20 mm
Altezza massima	850 ± 20 mm
Ingombro piegato	510x95x65 ± 20 mm
Materiali	Al, Nylon
Portata	1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TRACK 5 PORTAFLEBO  
TELESCOPICO BARELLINO  
506/8409



IF01067B

Classificazione CND V80

Identificativo registrazione 958635

Rev.1 (06/12/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)