


NEC LOC

Collare cervicale



Collare cervicale bivalva destinato all'uso in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
 Accesso per tracheotomia
 Imbottitura morbida per maggior comfort

Dati tecnici

Taglia	Small
Materiali	PE/Plastizote
Peso	180 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC LOC - COLLARE CERV.
 BIVALVA MIS.6 (SMALL)

JM10040A



Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it