

NEC LOC

Kit 6 Collari cervicali



Set di collari cervicali bivalva destinati all' utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identificano come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
 Accesso per tracheotomia
 Imbottitura morbida per maggior comfort
 Il kit è fornito in pratica sacca di trasporto

Dati tecnici

Misure incluse	P2 2-6 years
	Mis.4 (Pediatric)
	Mis.5 (Stout)
	Mis.6 (Small)
	Mis.7 (Medium)
Materiali	Mis.8 (Large)
	PE/Plastizote

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC LOC KIT 6 MISURE
 (2,4,5,6,7,8) CON SACCA
 JM10101A



Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (31/05/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it