

SPECTAR

Collare cervicale da estricazione




Collare cervicale bivalva destinato all'uso in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

- Forma anatomica delle zone occipitale e mandibolare
- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Accesso per tracheotomia
- Apertura dedicata controllo del polso carotideo
- Imbottitura sagomata confortevole

Dati tecnici

Misura	XS
Materiali	LDPE, PE
Peso	115g
Dimensione A	240 mm
Dimensione B	105 mm



Accessori opzionali

JM30028A - Appoggio sternale

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM COLLARE
CERVICALE BIVALVA MIS. XS

JM30020A



Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 1213181

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it