

SPECTAR

Collare cervicale da estricazione




I collari cervicali Spectar sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

Caratteristiche specifiche

Forma anatomica delle zona occipitale e mandibolare
 Rapida applicazione grazie alla chiusura strap
 Accesso per tracheotomia
 Apertura dedicata al controllo del polso carotideo
 Imbottitura sagomata confortevole

Dati tecnici

Misura	XS
Materiali	LDPE, PE
Peso	115 g
Dimensione A	240 mm
Dimensione B	105 mm



Accessori opzionali

JM30028A - Appoggio sternale

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPECTAR FOAM COLLARE
 CERVICALE BIVALVA MIS. XS



JM30020A

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 1213181

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it