

# SPECTAR

## Collarín Cervical para extricación




Collarín cervical de dos piezas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

### Características específicas

- Forma anatómica de la zona occipital y mandibular
- Rápida aplicación gracias al cierre con strap
- Acceso para traqueotomía
- Apertura dedicada al control del pulso carotídeo
- Acolchado y conformado para más comodidad

### Detalles técnicos

Medida	S
Materiales	LDPE, PE
Peso	190 g
Dimensión A	295 mm
Dimensión B	110 mm



### Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo esternal

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM COLLAR  
CERVICAL BIVALVA MED.S

JM30021A



Clasificación CND

Y060312

ID de registro

1213183

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)